



La silla con la mejor tecnología con basculación en el espacio para pacientes que requieren de asistencia total

La Quickie IRIS fue diseñada pensando en los usuarios y en sus cuidadores, y ofrece opciones como activar la basculación a través de un pedal para facilitar la manipulación del paciente en la silla.

Al tener un marco en aluminio estable y corto para disminuir el espacio requerido, la silla Quickie IRIS es la mejor opción para pacientes neurológicos, parálisis cerebral moderada a severa, personas con derrame cerebral severo que perdieron control motoro, cuadripléjicos, personas con distrofia muscular severa, y hasta para personas con autismo muy severo.

Fabricada en México, diseñada en Estados Unidos.

Garantía: De por vida en marco y cruceta en defectos de fabricación, 1 año en partes y componentes contra defectos de fabricación (Excluye llantas, ruedas, tela y empuñaduras).

**QUICKIE®**

Silla con basculación IRIS

ITEM: EIZ4-2





Página ... 2

Los rangos de basculación que ofrece de $+5^{\circ}$ a -60° ayudan al usuario a realizar diferentes actividades de la vida diaria y a cumplir con necesidades clínicas del usuario como ayudar a la respiración, deglutir, hablar, cambiar la presión para evitar úlceras, manipular posicionamiento para controlar el tono muscular, aumentar la circulación y facilitar la digestión.

Características:

Marco rígido de aluminio, con opción de respaldo plegable para facilitar la transportación.

Alturas del asiento trasero y delantero de 12.5" a 19"

Altura de respaldo ajustable de 15" a 21",
o de 18" a 24"

Rango de ajuste en ángulo del respaldo
de -30° a 5°

Rango de basculación a 40° o a 55°

Varios colores en el marco disponibles sin
costo





Página ... 3

Opción de soportes de piernas con montaje alto para facilitar ajustes para personas con personas con extremidades inferiores de largos variables

Opciones de marco para ventilador, contracturas y heavy-duty

Opción de respaldo dinámico para acompañar los movimientos involuntarios del usuario con menores restricciones y un diseño estético
Opción de ruedas anti-vuelco, con costo extra

La tecnología de basculación en el espacio se refiere a cuando el asiento gira alrededor del centro de gravedad del usuario para mantener la misma posición en cadera, pero con diferente angulación.

Tiene opciones en ancho y profundidad de asiento de 14" a 22" (36 cm a 56 cm).

Sabemos que los usuarios de la Quickie IRIS pueden tener tono muscular muy alto, y requieren de componentes reforzados. Por esta razón ofrecemos apoya piernas Heavy Duty a 70°, 80° y 90° y diferentes opciones de sistema de posicionamiento para complementar la silla.





Página ... 4

Accesorios:

Cubiertas de neopreno

Ruedas traseras desde 12" hasta 24" de
diámetro

Empuñaduras en postes de respaldo de altura
ajustable, o con extensión removible

Freno con pedal para facilitar el uso a los
cuidadores

Polveras / guarda barro de plastico o aluminio

Mesa / bandeja de trabajo

Porta suero, tanque de oxígeno, ventilador

